

NBD Score - La Scala di valutazione della disfunzione intestinale neurologica



Siamo lieti di presentarvi uno strumento che si basa sui sintomi della disfunzione dell'intestino neurologico, con un questionario sviluppato e validato per valutare l'impatto delle disfunzioni intestinali sulla qualità di vita degli assistiti.

Il questionario aiuterà ad identificare quelle persone che potranno trarre beneficio dall'uso di Peristeen, irrigazione retrograda del colon. Se il questionario verrà compilato per 2-3 mesi dall'uso di Peristeen, il punteggio risultante sarà utile per valutare qualsiasi cambiamento avvenuto nella gestione intestinale dell'utilizzatore.

Questo questionario è facile da usare e può essere autogestito dalla singola persona. Contiene 10 domande e assegna un punteggio totale tra 0 e 47, corrispondente alla gravità dei disturbi intestinali presenti. Un punteggio ≥ 10 corrisponde ad una disfunzione intestinale da moderata a grave e giustifica l'uso di Peristeen.

Ci auguriamo che l'NBD Score possa essere uno strumento utile nella vostra professione.



Data: _____

NBD Score - La Scala di valutazione della disfunzione intestinale neurologica¹

Il punteggio di ogni risposta è espresso fra parentesi

	Punteggio
1. Frequenza della defecazione <input type="radio"/> Giornaliera (0) <input type="radio"/> 2-6 volte a settimana (1) <input type="radio"/> meno di una volta a settimana (6)	
2. Tempo necessario per ogni defecazione <input type="radio"/> 0-30 minuti (0) <input type="radio"/> 31-60 minuti (3) <input type="radio"/> Più di un'ora (7)	
3. Malessere, mal di testa o sudorazione durante la defecazione <input type="radio"/> No (0) <input type="radio"/> Sì (2)	
4. Uso regolare di pastiglie contro la stipsi <input type="radio"/> No (0) <input type="radio"/> Sì (2)	
5. Uso regolare di gocce contro la stipsi <input type="radio"/> No (0) <input type="radio"/> Sì (2)	
6. Stimolazione digitale o svuotamento dell'ampolla rettale <input type="radio"/> meno di una volta a settimana (0) <input type="radio"/> una o più volte a settimana (6)	
7. Frequenza dell'incontinenza fecale <input type="radio"/> meno di una volta al mese (0) <input type="radio"/> 1-4 volte al mese (6) <input type="radio"/> 1-6 volte a settimana (7) <input type="radio"/> giornalmente (13)	
8. Assunzione di farmaci contro l'incontinenza fecale <input type="radio"/> No (0) <input type="radio"/> Sì (4)	
9. Presenza di incontinenza ai gas <input type="radio"/> No (0) <input type="radio"/> Sì (2)	
10. Problematiche a livello della cute perineale <input type="radio"/> No (0) <input type="radio"/> Sì (3)	
Punteggio Totale NBD (range 0-47)	

Soddisfazione generale

Si prega di segnare la scala con una crocetta (x) per indicare il vostro livello di soddisfazione generale per la gestione dell'intestino.
(Insoddisfazione totale =0 / Soddisfazione massima =10)

Punteggio NBD

0-6
7-9
10-13
14 o più

Livello di disfunzione intestinale

Molto basso
Basso
Moderato
Severo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Krogh K, Christensen P, Sabroe S, Laurberg S. Neurogenic bowel dysfunction score. Spinal Cord 2006;44:625-631

Coloplast sviluppa prodotti e servizi per rendere la vita più facile alle persone con bisogni di cura intimi e personali. Lavorando a stretto contatto con le persone che utilizzano i nostri prodotti, creiamo soluzioni che rispondono ai loro bisogni speciali. È questo che intendiamo con "intimate healthcare".

Le nostre aree di business includono stomia, urologia e continenza, lesioni cutanee. Operiamo a livello globale e impieghiamo 7.000 persone.

Un numero gratuito e una mail dedicati, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, sia al telefono che con l'e-mail.

Chiamata gratuita

800.018.537

e-mail: chiam@coloplast.it

Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care

Coloplast sviluppa prodotti e servizi per rendere la vita più facile alle persone con bisogni di cura intimi e personali. Lavorando a stretto contatto con le persone che utilizzano i nostri prodotti, creiamo soluzioni che rispondono ai loro bisogni speciali. È questo che intendiamo con "intimate healthcare". Le nostre aree di business includono stomia, urologia e continenza, lesioni cutanee. Operiamo a livello globale e impieghiamo 7.000 persone.

Il logo Coloplast è un marchio registrato di proprietà di Coloplast A/S. © 450N11036
Tutti i diritti sono riservati Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark.



Sede di Bologna
Via Camillo Ronzani 7/29
40033 Casalecchio di Reno
Bologna

Sede di Milano
Via Spadolini 5
Centro Leoni A
20141 Milano

www.coloplast.it